

Dilatör Hakkında Geri Bildirim

“...pelvik taban rahatsızlığı, vajinismus, vulvodini ve vulvar vestibül hastalığı olan hastalar dilatörlerinizin tasarımını çok beğendiler ... tasarımınızdaki ucun giderek incilmesi vajinaya sokulmasını daha kolaylaştırıyor ve sap kısmı da daha çok kontrol sahibi olunmasını sağlıyor.”

Pamela Morrison, BA, PT, MS, BCIA-PMDB
Fizik Tedavi Merkezi
New York, New York A.B.D.

“Dilatörlerinizin ucunun giderek incilmesi vajinaya sokulmalarını kolaylaştırıyor, bunu beğeniyorum.”

Susan Decker, Fizik Tedavi Uzmanı
The Rehabilitation and Health Center, Akron, Ohio A.B.D.

“Ürününüzden çok memnunum ... dilatörleri sevdim çünkü sapları olması hastaların onları kullanmasını kolaylaştırıyor.”

Hollis Herman, MS Fizik Tedavi Uzmanı
Healthy Women, Cambridge, Massachusetts, A.B.D.

“Bence ürünleriniz harika. Onları hastalarımın birçoğuna tavsiye ediyorum.”

Roger Ferland, MD
Providence, Rhode Island A.B.D.

“Setin dilatörün ucuna kolayca takılan universal bir sapı var ... dilatörün kendisi hastalar tarafından kolayca vajinaya sokulabiliyor ... etkin ve fiyatı da uygun.”

Beth Shelly, Fizik Tedavi BCIA-PMDB
APTA Journal of Women's Health
Fizik Tedavi Uzmanı (Kış 2005)

“Vajinal dilatörleri, pelvik taban kaslarının hafifçe esnemesine yardımcı olmak için kullanıyoruz ... Hastalar sonuçlardan çok memnun ve onlara dilatörleri vermemizle, tedavi/iyleşmelerinde aktif bir rol oynadıklarını düşünüyorlar. Bu hastalara yardımınızdan ötürü teşekkürler.”

Amy Stein, MPT (Fizik Tedavi Mastırı)
Beyond Basics Physical Therapy
New York, New York A.B.D.

“Doktor bana dilatörlerinizi tavsiye etti ... Onları düzenli bir şekilde kullandım ve kullanımlarını kolay ve temiz olduklarını gördüm ve benim çok işime yaradılar. Teşekkürler.”

D.W.

“Vestibül, pelvik tabanı rahatsızlıkları, endometriyoz, interstisyel sistit vb.nin yanı sıra vajinismus da çeken hastalarım var ... Birçok dilatörde sap olmadığından hastalarım sizin ürününüzü saplı olduğu için tercih ediyor.”

Linda Mufich, Fizik Tedavi Uzmanı
Women's Rehabilitation Services, Therapy Plus Clinic,
Shawnee Mission, Kansas A.B.D.

“Ürününüzün fiyatının uygunluğu beni etkiledi. Geçmişte hastalarım tavsiye ettiğim ürünlerden çok daha makul fiyatlı.”

Sasha Jackson, MPT (Fizik Tedavi Mastırı)
North Bend Medical Center, Oregon A.B.D.

“Web sitenizden dilatörler ısmarladım ve çok iyiler! Benim gibi kadınların normal seks yaşamlarına ulaşabilmelerine adanmış olan sizinki gibi bir web sitesi olduğundan ötürü çok mutluyum. Başarılarınızın devamını diliyor ve teşekkür ediyorum!”

S.T.

Vaginismus.com/tr/

Kendi Kendine Yardım Kaynakları



Kendine Yardım Setleri

10 adım program kılavuzu, dilatörler ve videoyla tam vajinismus setleri.
Ürün #TR2201 DVD



Vajinal Dilatör Set

Pürüzsüz, rahat tasarımı ve saplı olan tıbbi kalitede vajinal dilatörler.
Ürün #TR8077



Vajinismus Tedavi Kılavuzu

Uzmanlar tarafından önerilen kapsamlı bir kendine yardım programı.
Ürün #TR5404



Özel Forum Giriş Kartı

Her vajinismus seti ya da tedavi kılavuzunun içinde olan özel giriş kartıyla vaginismus.com/tr/deki özel foruma katılın.



BİZİMLE ÖZEL VE GİZLİ ŞEKİLDE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ



Ücretsiz Hat (A.B.D. ve Kanada)
1-888-426-9900



Uluslararası
1-808-875-7500



E-posta Adresi
help@vaginismus.com

Vajinal Dilatörler

Tıbbi Kalitede



vaginismus.com

Kadınların Cinsel Acıyı Yenmelerine Yardım Ediyor



Tıbbi Kalitede Vajinal Dilatörler

Ürün #TR8077

Size bu tıbbi kalitedeki vajinal dilatörleri sunmaktan gurur duyuyoruz. Her sette yumuşak, ağartılmamış bir muslin torbada* beş tane küçükten büyüğe büyüyen dilatör, üniversal bir sap, kayganlaştırıcı ve bakım talimatları yer almaktadır.

En iyi kalite ve güvenliği sağlamak için bu dilatörler, yüksek ısı altında, tıbbi kalitede, toksik olmayan malzemelerden enjeksiyonla kalıplanmıştır.

Tıbbi Kullanımları

Fizik Terapistleri, Jinekologlar, Seks Terapistleri, Pelvik Taban Uzmanları, Psikologlar, Pratisyen Hemşireler, Doktorlar ve diğer profesyoneller vajinal dilatörleri aşağıdaki sağlık durumları için tavsiye ederler:

- ✓ Vajinismus
- ✓ Vajinal Atrofi
- ✓ Vajinal Agenesi
- ✓ Vajinal Stenoz
- ✓ Disparöni
- ✓ Liken Skleroz
- ✓ Ameliyat Sonrası Nekahet
- ✓ Diğer Vajinal Sorunlar
- ✓ Kızlık Zarıyla İlgili Sorunlar

Dilatör Ebatları

Dilatör	Önden Arkaya Çap Aralığı	Uzunluk
0	14 mm	70 mm
1	19 mm	90 mm
2	24 mm	110 mm
3	30 mm	140 mm
4	35 mm	163 mm

Not: Üniversal sap bütün dilatörlere uyar.

Boy, Giriş Kolaylığı ve Rahatlığı

Dilatörler, rahat girişi sağlamak ve yapışmayı engellemek için dikey aperi ve ipeksi alçak sürtünme dokulu olarak dikkatle tasarlanmıştır.

Her dilatörün uç kısmının çapı, sapa yakın arka kısmından biraz daha incedir. Bu da bir dilatörden öbürüne rahat bir geçiş sağlar ve setin kullanılabilirliğini artırır.

Üniversal sap, kolay ve rahat bir şekilde tutulur ve sokma açısını düzenlerken tam bir kontrol ve kullanışa izin verir. Ayrıca kayganlaştırıcının elinize bulaşmasını engeller.

Dilatörler 'Matruşka bebekler' biçiminde birbirlerinin içine oturarak ister seyahatte, ister evde olun, kolay taşımak ve gizlilik için yumuşak muslin torbanın* içinde küçük bir paket oluşturur.

*Not: Torbalar değişik olabilir.



Üniversal sap her boya uyar. Bir dilatörü üniversal saptaki karşılıklarına takın ve yerinde durması için çevirin. Çıkartmak için de sadece öbür tarafa doğru çevirin.

Önemli Not

Bu bilgilerin tıbbi tedavi ya da tavsiyelerin yerini alması tasarlanmamıştır. Vajinal dilatörleri kullanırken bir iki damla kan gelebilir ya da hafif bir kanama olabilir ya da rahatsızlık yaşanabilir. Eğer kanama devam eder ya da kötüleşirse dilatörleri kullanmayı bırakın ve bir doktora danışın. DİLATÖRLER SADECE BİREYSEL KULLANIM İÇİNDİR.

Bakım ve Kullanım Talimatları

Paket elinize geçtiğinde eksik ya da kırık bir ürün olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir sorunu bildirmek için şu adrese yazın: help@vaginismus.com. Eğer kırıkta kullanmayın.

Vajinal dilatörlerinizi ilk kez kullanmadan önce ve her seferinde, dilatörleri ve sapı iyice temizleyin. Sıcak sabunlu suyla yıkayın ve hiçbir sabun kalıntısı kalmaması için iyice durulayın. Torbaya kaldırmadan önce iyice kurulayın.

Vajinal Dilatörleri** Kullanmak

(1) Özel bir yer bulun ve bacaklarınız kıvrılmış ve açılmış olarak rahatça sırt üstü yatın (ya da bir ayağınızı banyonun ya da sandalyenin kenarına kaldırarak ayakta durun). En küçük boydaki dilatörle başlayın ve dilatörün sapını takın. Dilatörü sapından tutarak, ucunun etrafına ve vajina girişinize kayganlaştırıcı sürün.

(2) Vajinal kaslarınızı bir sıkıp bir gevşetin. Gevşediğinizde dilatörü vajinaya rahatça girebildiği kadar sokun. Dilatörü tamamen sokmayı öğrenmek zaman ve pratik gerektirebilir. Dilatörü soktukten sonra beş dakika kadar içinde bırakın, sonra çıkarın.

(3) İsteniyorsa, süreci bir büyük dilatörle tekrarlayın. İlk dilatörün sokulmasıyla bir büyük dilatöre geçmeyi rahat bir şekilde başarmak günler ya da haftalar sürebilir.

**Vajinal dilatörler birkaç durum için tavsiye edilir. Kendi durumunuza özgün talimatlar için doktorunuza danışın. Vajinismus olan kadınlar için, dilatörleri sokma alıştırmaları ve cinsel birleşmeye geçiş şu adreste yer alan bir kendine yardım programında ayrıntılı olarak bildirilmiştir: www.vaginismus.com/tr/.

Siz Cinsel Acı ya da Penisin Vajinaya Girmesi Sorunlar yaşıyor musunuz?

Vajinismus, disparöni ve benzer durumlar konusunda bilgi ve kaynaklar için lütfen web sitemizi ziyaret edin: www.vaginismus.com/tr/

