



Отзывы о вагинальных расширителях

«... мои пациентки, страдающие дисфункциями тазового дна, вагинизмом, вульводинией и вульварным вестибулитом, высоко отзываются о дизайне ваших расширителей ... сужающийся кончик расширителей обеспечивает удобство при введении, а универсальная ручка позволяет оптимально контролировать процесс введения расширителя».

Памела Моррисон (Pamela Morrison),
кандидат наук, физиотерапевт, BCIA-PMDB
Центр физиотерапии Памелы Моррисон
Нью-Йорк, штат Нью-Йорк

«Мне нравятся ваши вагинальные расширители, поскольку они имеют сужающиеся кончики, что облегчает для пациенток введение расширителей во влагалище».

Сьюзан Декер (Susan Decker), физиотерапевт
Центр реабилитации и здоровья
Экрон, штат Огайо

«Мне очень понравились эти расширители, поскольку они снабжены ручкой, что делает их более удобными в использовании для пациентов».

Холлис Херман (Hollis Herman), д-р наук, физиотерапевт Член OCS BCIA
Организация «Healthy Women» («Здоровые женщины»)
Кембридж, штат Массачусетс

«Предлагаемые вами продукты просто замечательные. Я рекомендую их многим моим пациентам».

Роджер Ферланд (Roger Ferland), д-р мед. наук
Провиденс, штат Род-Айленд

«В этот набор входит универсальная ручка, которая легко крепится к концу расширителя ... пациентки отмечают легкость и удобство при введении ... эффективный набор по разумной цене».

Бет Шелли (Beth Shelly), физиотерапевт, сертификат BCIA-PMDB
Журнал APTA «Women's Health» («Женское здоровье»)
(Зима 2005 г.)

«Мы используем вагинальные расширители для оказания помощи пациентам в незначительном растяжении мышц тазового дна ... Пациенты весьма довольны результатами; при использовании расширителей они чувствуют, что принимают активное участие в процессе лечения/выздоровления. Спасибо вам за неоценимую помощь в работе с пациентами».

Эмми Штейн (Amy Stein), д-р наук по физиотерапии
Центр физиотерапии «Beyond Basics Physical Therapy»
Нью-Йорк, штат Нью-Йорк

«Врач прописал использование ваших расширителей ... Я пользуюсь ими регулярно; они просты в применении, их легко содержать в чистоте, и в моем случае они оказались весьма эффективными. Спасибо».

Д.У

«Я приятно удивлена ценой вашего продукта. Это гораздо более приемлемая цена в сравнении с другими наборами, которые я рекомендовала моим пациентам ранее».

Саша Джексон (Sasha Jackson), д-р наук по физиотерапии

Vaginismus.com/ru/

Материалы для самопомощи



Набор для лечения вагинизма в домашних условиях

Полный набор для лечения вагинизма, включающий руководство по программе курса лечения из 10 этапов, расширители, видеодиск.
Продукт № R2201

Набор вагинальных расширителей

Вагинальные расширители для медицинских целей отличаются гладкой поверхностью, удобным дизайном и оснащены специальной ручкой.
Продукт № R8077

Руководство по лечению вагинизма

Полный курс лечения в домашних условиях, рекомендованный специалистами.
Продукт № R5404

Пропуск участника частного форума

Присоединяйтесь к нашему частному форуму на вебсайте vaginismus.com/ru/ при помощи эксклюзивного пропуска, который прилагается к каждому набору для лечения вагинизма или руководству по лечению.



СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
АНОНИМНО И КОНФИДЕНЦИАЛЬНО



Бесплатный (США и Канада)
1-888-426-9900



Международный
1-808-875-7500



Эл. почта
help@vaginismus.com



vaginismus.com
Помогаем женщинам преодолеть
проблему болезненного полового акта



Вагинальные расширители, одобренные к применению в медицинских целях

Продукт № R8077

Мы с гордостью представляем Вам наши вагинальные расширители, одобренные к применению в медицинских целях. В каждый набор входит пять расширителей разных размеров, универсальная ручка, вагинальный лубрикант и инструкция по уходу за изделием, которые упакованы в мягкий неотбеленный муслиновый мешочек*.

В целях обеспечения высочайшего качества и безопасности изделия, данные расширители изготовлены методом инъекционного прессования при высокой температуре из официально одобренных к применению в медицинских целях, не содержащих токсичные вещества, материалов.

Применение в медицинских целях

Физиотерапевты, гинекологи, врачи-сексологи, специалисты по лечению заболеваний тазового дна, психологи, медсестры, лечащие врачи и другие медицинские специалисты используют данные расширители для лечения следующих заболеваний:

- ✓ Вагинизм
- ✓ Диспареуния
- ✓ Врожденное отсутствие влагалища
- ✓ Послеоперационное восстановление
- ✓ Отклонения, связанные с девственной плевой
- ✓ Атрофия влагалища
- ✓ Стеноз влагалища
- ✓ Склерозирующий лишай
- ✓ Другие заболевания

Размеры вагинальных расширителей

Расширитель	Диапазон диаметров на переднем и заднем конце	Длина
0	14 мм – 15 мм	70 мм
1	19 мм – 22 мм	90 мм
2	24 мм – 27 мм	110 мм
3	30 мм – 32 мм	140 мм
4	35 мм – 38 мм	163 мм

Примечание: Универсальная ручка подходит для использования со всеми расширителями

Размеры, легкость введения и удобство

Изготовленные с высокой тщательностью расширители имеют бесшовное покрытие и шелковистую текстуру с низким коэффициентом трения, что обеспечивает беспрепятственное вхождение и исключает застревание.

Слегка конусообразная форма расширителей означает, что передний диаметр изделия у кончика несколько меньше, чем диаметр заднего конца рядом с ручкой. Это позволяет мягко вводить их во влагалище и не испытывать неудобств при переходе к расширителю большего размера.

Универсальная ручка имеет простой и удобный захват, что обеспечивает точное управление и манипулирование расширителем в процессе регулирования угла наклона при вводе. Кроме того, это препятствует попаданию вагинальной смазки на руки.

Расширители удобно складываются друг в друга, наподобие «матрешки». Это обеспечивает удобство хранения и переноски изделия, поскольку все расширители компактно входят в маленький мешочек из мягкого муслина*. *Примечание: Мешочек может отличаться.



Универсальная ручка подходит для использования со всеми расширителями. Вам нужно лишь насадить расширитель на нарезной конец ручки и повернуть, чтобы закрепить расширитель на ручке. Для снятия расширителя с ручки Вам нужно повернуть расширитель в обратную сторону.

Важное примечание

Данная информация не заменяет собой лечение или рекомендации медицинских специалистов. При использовании вагинальных расширителей могут наблюдаться выделения, незначительное кровотечение или дискомфорт. Если данные симптомы являются продолжительными или усугубляются, прекратите использование расширителей и обратитесь к врачу. РАСШИРИТЕЛИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Инструкции по уходу и использованию изделия

По получении набора внимательно осмотрите его содержимое, чтобы убедиться в отсутствии недостающих или поврежденных продуктов; в случае возникновения каких-либо проблем свяжитесь с нами по электронной почте по адресу: help@vaginismus.com. Не использовать продукт при наличии повреждений.

Перед первым использованием и после каждого использования расширителей тщательно вымойте расширители и ручку. Мойте изделие горячей водой с мылом и тщательно ополаскивайте до полного удаления остатков мыла. Дайте изделию полностью высохнуть, прежде чем убрать его в мешочек для хранения.

Использование вагинальных расширителей**

(1) Найдите спокойное укромное место, лягте на спину, согните ноги в коленях и широко их разведите (или встаньте, опираясь ступней одной ноги на край ванны или кровати). Насадите самый маленький расширитель на ручку. Держа расширитель за ручку, нанесите вагинальную смазку на кончик расширителя и область вокруг влагалища.

(2) Поочередно напрягая и расслабляя влагалищные мышцы, осторожно введите расширитель во влагалище в момент расслабления мышц на комфортную глубину. Для полного введения расширителя во влагалище на всю длину расширителя может потребоваться некоторое время и практика. После введения расширителя оставьте его во влагалище на пять минут, а затем выньте его.

(3) Если необходимо, повторите процесс для расширителя следующего размера. На первоначальное введение и переход к расширителю большего размера может потребоваться до нескольких дней или недель для выполнения этих действий с чувством полного комфорта.

**Использование вагинальных расширителей показано при различных заболеваниях. Для получения индивидуальных указаний проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом. Женщины, страдающие вагинизмом, могут найти подробные описания упражнений и процесса перехода к осуществлению полового акта в программе курса лечения вагинизма, которая предлагается на вебсайте www.vaginismus.com/ru/.

Вы испытываете болезненность полового акта или затрудненность вагинального проникновения?

Посетите вебсайт www.vaginismus.com/ru/ для получения информации и материалов для лечения вагинизма, диспареунии и других заболеваний.

